

Échantillons en transit et au laboratoire

Typiquement, vous regardez les affichages en transit et au laboratoire quand les résultats des échantillons que vous attendez ne sont pas encore prêts.


Commencez par cliquer sur la tâche Voir les nouveaux résultats.

The screenshot shows the myLab dashboard with a navigation bar at the top containing the logo, 'Accueil', and a user profile 'mt'. Below the navigation bar, there is a grid of task cards. The first card, 'Voir les nouveaux résultats', is circled in red. It features a red circle with the number '34' and the text 'Afficher et accusé réception des résultats nouvellement relâchés'. Other cards include 'Alertes de fiabilité', 'Parcourir les échantillons', 'Gérer la liste de suivis', 'Rechercher des échantillons', 'Échantillons transférés', 'Échantillons au laboratoire', 'Entrée RCS', 'Enregistrer des échantillons', 'Échantillons dus', 'Imprimer des étiquettes d'échantillonnage', 'Recherche de code-barres', 'Échantillons en transit', 'Modifier les équipements', 'Déplacer/ Copier/ Fusionner', 'Rechercher un équipement', 'Planification d'échantillonnage', 'Imprimer les étiquettes d'échantillonnage du composant', 'Entretien', 'Bons de travail', 'Routes arrivées à échéance', and 'Routes'. A large grey arrow on the right side of the dashboard points to the right.

Vous pouvez voir que le laboratoire analyse présentement quelques échantillons pour vous. Cliquez ici pour afficher la liste.

The screenshot shows a detailed view of the 'Voir nouveaux résultats' task. The top navigation bar includes 'myLab' and 'Tâches'. Below the navigation bar, there is a sub-navigation bar with 'Accueil' and 'Voir nouveaux résultats'. The main content area is divided into two sections. On the left, there is a list of 'Échantillons sans accusé de réception' with columns for 'Échantillon', 'Date', 'Statut', and 'Score'. On the right, there is a 'Résumé' section with three large blue boxes containing the counts: '34 Nouveaux résultats', '15 Au laboratoire', and '149 En transit'. The '15 Au laboratoire' box is circled in red. Below the 'Résumé' section, there is a section titled 'Cliquer sur une catégorie pour filtrer les échantillons sans accusé de réception:' with four filter buttons: 'Tous' (34), 'Problèmes' (10), 'Liste de suivi' (1), and 'Transféré à moi'.


Ceci vous amène à la fenêtre des échantillons au laboratoire. Sur la gauche, vous voyez chaque échantillon, de quel équipement il provient et quand il a été pris.



La barre de progression ici, vous montre où le laboratoire est rendu dans l'analyse de chaque échantillon. La progression est mise à jour à mesure que le laboratoire termine les tests et analyse les résultats.



Le W majuscule indique que le composant pour cet échantillon est sur la liste de suivi.



En cliquant sur un échantillon pour le sélectionner, vous pouvez voir toute l'information pour cet échantillon sur la droite.

Résumé

34 Nouveaux résultats	15 Au laboratoire	149 En transit
--------------------------	----------------------	-------------------

Cet échantillon est en lecture seule parce qu'au laboratoire.
S-V-P, contactez notre département du service à la clientèle pour tout changement.

MYLAB TEST 1
CP003 - MOTEUR

Date d'échantillon: 2013/07/15 Changé

Compteur	Unité	Comp	Huile
7200	7200	7199	<input type="text"/>

1 - 255989

Info. Avancée

10% Complété

Si vous avez besoin de mettre à jour certaines informations pendant que la laboratoire est en train d'analyser ces échantillons, vous devez appeler le laboratoire pour qu'il puisse prendre ces nouvelles informations en compte car elles pourraient affecter les tests en cour.

Vous pouvez aussi classer les échantillons selon le pourcentage complété, ici. Vous pouvez aussi les classer par date d'échantillonnage. myLab mémorise vos préférences de classement et les utilisera la prochaine fois.

<input type="checkbox"/>	D0107 - MOTEUR	2013/07/15	10%	W
<input type="checkbox"/>	D0107 - TRANSMISSION	2013/07/15	10%	
<input type="checkbox"/>	D0109 - BLOC D'ENTRAÎNEMENT D'ESSIEU, À DR...	2013/08/02	10%	
<input type="checkbox"/>	D0109 - HYDRAULIQUE	2013/08/02	10%	
<input type="checkbox"/>	D0109 - MOTEUR	2013/08/02	10%	
<input type="checkbox"/>	D0109 - TRANSMISSION	2013/08/02	10%	
<input type="checkbox"/>	D0112 - BLOC D'ENTRAÎNEMENT D'ESSIEU, À GA...			

Sélectionner tout

Classer par: (dropdown menu with options: Nom de composant, % Complété)

Exp

Si votre échantillon n'est pas encore arrivé au laboratoire, vous pouvez vérifier s'il a été enregistré correctement en cliquant sur afficher en transit.


Résumé

34 Nouveaux résultats	15 Au laboratoire	149 En transit
--------------------------	----------------------	-------------------

Sur la gauche, vous obtenez une liste de tous les échantillons enregistrés. Ces échantillons ne sont pas encore arrivés au laboratoire et ne montrent pas de progression.



Si vous en sélectionnez un, vous pouvez encore voir toute l'information pour cet échantillon sur la droite. Comme ces échantillons ne sont pas encore arrivés au laboratoire, vous pouvez mettre l'information à jour au besoin et cliquez sur Sauvegarder.



Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs échantillons en utilisant les cases à cocher. Et imprimer de nouvelles étiquettes pour ces échantillons, ici.

Échantillons en transit

Statut	Nombre
Nouveaux résultats	34
Au laboratoire	15
En transit	149

MYLAB TEST 1
CP002 - MOTEUR

Date d'échantillon: 2014/03/12 Changé

Compteur	Unité	Comp	Huile
4800	4800	4800	161 h

1 - 257925

Info. Avancée | Sauvegarder | Annuler

Imprimer les étiquettes sélectionnées | Exportation vers Excel sélectionnées

Votre administrateur peut aussi mettre la tâche au laboratoire ou échantillons en transit sur votre page d'accueil, comme ceci, pour vous si vous utilisez fréquemment ces tâches.

myLab

Accueil

- 34** Voir les nouveaux résultats
Afficher et accuser réception de résultats nouvellement relâchés.
- 6** Alertes de fiabilité
Gérer les alertes de fiabilité.
- Parcourir les échantillons
Rechercher les résultats nouveaux et anciens.
- Gérer la liste de suivis
Ajouter/supprimer les composants de la liste de suivi.
- Rechercher des échantillons
Rechercher les dossiers d'un ou plusieurs échantillons précédents.
- Échantillons transférés
Afficher les échantillons qui ont été transférés à d'autres.
- 15** Échantillons au laboratoire
Afficher les échantillons qui sont en traitement par notre laboratoire.
- 54** Entrée RCS
Entrer les lectures des compteurs de service des unités (RCS).
- Enregistrer des échantillons
Enregistrer les nouveaux échantillons.
- 100** Échantillons dus
Rechercher et préparer les échantillons dus.
- Imprimer des étiquettes d'échantillonnage
Afficher/imprimer les étiquettes d'échantillonnage dans le format Avery/Dymo.
- Recherche de code-barres
Scanner un code-barres ou entrer un # de suivi pour rechercher un échantillon.
- 149** Échantillons en transit
Afficher les échantillons qui ne sont pas encore livrés au laboratoire.
- Modifier les équipements
Modifier, ajouter et parcourir les unités et les composants.
- Déplacer/ Copier/ Fusionner
Copier, déplacer et fusionner les unités et les composants.
- Rechercher un équipement
Rechercher des unités par identifiant, modèle, numéro de série, etc.
- Planification d'échantillonnage
Planifier l'échantillonnage pour les équipements.
- Imprimer les étiquettes d'échantillonnage du composant
Imprimer les étiquettes des composants dans le format Avery/Dymo.